

## Tracoe Twist – REF 301

### Trachealkanüle mit Niederdruckcuff

#### Produktbeschreibung

Die Tracoe Twist Trachealkanülen werden als Beatmungs- und Therapiekanülen mit Innenkanülen in Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und anderen medizinischen Einrichtungen eingesetzt. Ein besonderes Merkmal ist das gebogene Kanülenschild, das sich sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Achse bewegt und so den Bewegungen des Kopfes des Patienten folgt. Die dünnen Wände der Innen- und Außenkanülen ermöglichen ein gutes Verhältnis zwischen Innen- und Außendurchmesser. Tracoe Twist und Twist Plus Trachealkanülen sind aus Polyurethan (PU) gefertigt. Der Niederdruckcuff ist aus medizinischem PVC gefertigt.



#### Lieferumfang

- 2 Innenkanülen mit 15-mm-Konnektor
- Perforierter Obturator
- Kanülentrageband

#### Allgemeine Informationen

Produktlinie	Twist
Gesetzlicher Hersteller	Tracoe Medical GmbH Reichelsheimer Str. 1/3 55268 Nieder-Olm, Deutschland
Herkunftsland	Deutschland
Farbcodierung	<b>REF 301</b>
Handhabung	
Haltbarkeitsdauer	5 Jahre ab Produktionsdatum
Maximale Nutzungsdauer	29 Tage ab Erstgebrauch

#### Materialspezifikationen

Material Außenkanüle	Polyurethan
Material Kanülenschild	Polycarbonat
Material Cuff	Polyvinylchlorid
Biokompatibilität	EN ISO 10993-1



#### Lagerung



#### Verpackung

Verpackungseinheit	1 Stück
Gewicht	Siehe Tabelle
Abmessungen (B x H x L)	113 x 210 x 50 mm
Material Außenverpackung:	Pappkarton
Material Sterilverpackung:	Sterilbeutel mit medizinischem Papier und transparenter, heißsiegelfähiger PET/PP-Folie

#### Zertifizierung


Produktklassifizierung lt. MDR	IIb
CE-Kennzeichnung	
GMDN	35404
Qualitätssystem zertifiziert nach	EN ISO 13485
FDA-Zulassung	Zulassungsnummer K961449

## Produktpalette

Größe	REF	ID-IC	OD-OC bc	OD-OC bf	TL	OB	BA	CD	Bruttogewicht	GTIN
		mm	mm	mm	mm	mm	∅	mm	g	
04	REF 301-04	4,0	7,2	8,6	59,0	63,0	110	15,0	111	4035324032617
05	REF 301-05	5,0	8,6	10,1	66,0	73,0	100	18,0	116	4035324032716
06	REF 301-06	6,0	9,2	10,8	72,0	79,5	95	23,0	115	4035324032815
07	REF 301-07	7,0	10,4	12,0	74,0	80,5	95	26,0	116	4035324032914
08	REF 301-08	8,0	11,4	12,7	76,0	83,0	90	28,0	117	4035324033010
09	REF 301-09	9,0	12,5	14,2	78,0	88,5	90	30,0	119	4035324063215
10	REF 301-10	10,0	13,8	15,2	80,0	89,5	90	32,0	122	4035324033119

## Legende

- ID-IC** Innendurchmesser an der Kanülenspitze
- OD-OC bc** Außendurchmesser an der Kanülenspitze
- OD-OC bf** Außendurchmesser der Außenkanüle hinter dem Schild
- TL** Länge entlang der Mittellinie vom Anfang des Kanülenschildes bis zur Kanülenspitze
- OB** Länge entlang der äußeren Biegung vom Anfang des Kanülenschildes bis zur Kanülenspitze
- BA** Biegewinkel
- CD** Cuffdurchmesser



## Atos

Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB  
 Hyllie Boulevard 17  
 215 32 Malmö  
 Schweden  
[www.atosmedical.com](http://www.atosmedical.com)