

Tracoe Pleura Drainage – REF 850, 851, 852

Tracoe Pleura Drainageset

Produktbeschreibung

Der Seldinger Pleurakatheter wird zur Drainage von Pleuraergüssen und zur Entlastung eines Pneumothorax verwendet. Zu den Merkmalen des Sets gehören:

- knickfester, dünner Drainagekatheter (12 Fr) mit eingebetteter Kunststoffspirale als Verstärkung
- extraweiche Katheterspitze mit drei abgestuften Öffnungen
- Tuohy Puncture Needle (Punktionskanüle)
- Seldinger-Führungsdraht
- praktischer Daumen-Insertter
- maximale Verwendungsdauer in situ: 28 Tage



Lieferumfang

- Siehe nächste Seite

Allgemeine Informationen

Produktlinie	Pleura Drainage
Gesetzlicher Hersteller	Medicoplast International GmbH Heusweilerstr. 100 66557 Illingen Deutschland
Herkunftsland	Deutschland
Handhabung	
Haltbarkeitsdauer	5 Jahre

Materialspezifikationen

Material Drainage-Katheter	Polyurethan, Polyethylen
Material Dilator	Polypropylen
Material Führungsdraht	Edelstahl, PTFE-beschichtet
Biokompatibilität	EN ISO 10993-1
   	

*nur der Sekretbeutel enthält Phthalate

Produktgrößen

REF 850-12-5	Dilator und Drainagekatheter in 12 Fr.
REF 850-14-5	Dilator und Drainagekatheter in 14 Fr.

Lagerung




Verpackung REF 850-12-5 und 850-14-5

Verpackungseinheit	5 Stück
Gewicht	1270 g
Abmessungen (B x H x L)	192 x 417 x 122 mm
Material Außenverpackung:	Pappkarton
Material Primärverpackung:	Sterilbeutel mit medizinischem Papier und transparente, heißsiegelfähige PET/PP-Folie

Zertifizierung

Produktklassifizierung lt. MDR	IIa
CE-Kennzeichnung	
CE-Nummer	1254
GMDN	47797
Qualitätssystem zertifiziert nach	EN ISO 13485



1	Drainagekatheter mit Innenmandrin (14 Fr), röntgendicht, knickfest durch Kunststoffspirale Verstärkung, MR-bedingt, Luer-Lock-Anschluss	6	Tuohy Puncture Needle (Punktionskanüle) (1,2 x 1,5 x 90 mm, Gauge 17)
2	Dilatator mit Tiefenbegrenzer (14 Fr)	7	Skalpell (11), zum einmaligen Gebrauch
3	Beschichteter Seldinger-Führungsdraht mit Nitinolkern	8	Fixierpflaster
4	3-Wege-Ventil	9	Adapter vom Luer-Lock zum Trichterkonnektor
5	Spritze (10 ml)	10	Sekretbeutel (1,5 l)

Lieferumfang

Produktnummer	Produktbeschreibung	Bestandteile	Verpackungseinheit
REF 850-12-5	Dilatator und Drainagekatheter in 12 Fr.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	5 Sets / Steril, einzeln verpackt
REF 850-14-5	Dilatator und Drainagekatheter in 14 Fr.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	5 Sets / Steril, einzeln verpackt
REF 851	Zubehör für Drainageset	8, 9, 10	15 Sets / Steril, einzeln verpackt
REF 852	Drainageset-Konnektor	9	20 Stück / Steril, einzeln verpackt

Atos
Breathing-Speaking-Living

Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö
Schweden
www.atosmedical.com