

„Ein guter Schlaf bedeutet mir sehr viel. In der Nacht steigere ich meine Lungenfunktion und fühle mich am Tag besser.“

– Leo, 49

Atos

Atos Medical Your voice

Bessere Nächte für
bessere Tage

Die neue Lösung für die Nacht

Entspannt schlafen.
Die Haut schonen.
Die Lunge schützen.



Basisplatte
Adhesive



Filter
HME



Duschschutz
Shower aid



halbrunde Streifen
Adhesive strip



Unsere Lösung für einen erholsamen Schlaf

Nicht jeder ist sich darüber bewusst, wie wichtig es ist, einen Wärme- und Feuchtigkeitstauscher (HME) zu verwenden.

Eine sachgerechte Nutzung ist nur dann gegeben, wenn der HME Tag und Nacht getragen wird. Andererseits kann es zu erhöhter Schleimproduktion und Husten kommen. Infolgedessen können Schlafstörungen und Müdigkeit auftreten. Auch berichten Betroffene von einer allgemeinen Einschränkung der Lebensqualität.


Der meistgenannte Grund dafür, einen HME nicht zu tragen, ist während der Nacht. Denn übliche Basisplatten und HME werden oft als unbequem und störend während des Schlafens empfunden. Außerdem wird auf die Anwendung der Produkte verzichtet, damit sich die Haut rund um das Tracheostoma regenerieren kann.

Provox Luna wurde entwickelt, um den Bedürfnissen der Betroffenen gerecht zu werden: Entspannt schlafen. Die Haut schonen. Die Lunge schützen.

Von der Idee zum Produkt


Eine Umfrage* durchgeführt von Atos Medical mit 729 Anwendern, hat ergeben, dass 47 % der Befragten Basisplatten und HME nicht kontinuierlich tragen. Die meisten davon nutzen sie nicht während der Nacht. In der Regel werden die Produkte einige Nächte die Woche weggelassen, viele tragen sie sogar nachts überhaupt nicht.

47% aller Anwender nutzen Basisplatten und HME nicht kontinuierlich.




*Anwenderbeobachtung im Jahr 2015 mit 729 laryngektomierten Menschen. Daten liegen vor.

87% aller Anwender, die die Produktnutzung unterbrechen, tun dies während der Nacht.



73% der Anwender, die die Produktnutzung unterbrechen, tun dies wöchentlich, 29% beinahe jeden Tag.





„Wie ich geschlafen habe hat einen großen Einfluss darauf, wie ich mich tagsüber fühle.“

Lernen Sie Leo kennen

Wir haben Leo und seine Frau Margret getroffen. Leo wurde 2011 laryngektomiert. Heute nutzt er Provox Luna für die Nacht und Provox FreeHands während des Tages.



Bessere Nächte für bessere Tage

Provox Luna wurde entwickelt, um Anwendern die Möglichkeit zu geben, auch während der Nacht ein HME zu verwenden. Die Vorteile sind in der Literatur ausführlich dokumentiert.

Anwender haben uns darauf hingewiesen, dass die Hauptgründe, Basisplatten und HME während der Nacht nicht zu verwenden, der mangelnde Schlafkomfort und die Notwendigkeit der Hautregeneration sind. Bei der Entwicklung von Provox Luna wurde dies berücksichtigt.

Der Filter Luna HME weist im Vergleich zu anderen HME die höchste Befeuchtung auf. Der HME Aufnahme ring ist kleiner und weicher für mehr Komfort, ungeachtet der Schlafposition. Die Basisplatte Luna Adhesive besteht aus Hydrogel, welches einen hautschonenden Effekt hat und in der Haut- und Wundversorgung weit verbreitet ist. Studien haben gezeigt, dass Hautirritationen deutlich reduziert werden können, wenn ein Hydrogel-Pflaster verwendet wird.

Durch das Anwenden von Provox Luna können Betroffene jede Nacht entspannt schlafen. Mögliche Hautreizungen, die über Tag aufgetreten sind, werden in der Nacht durch die beruhigende Wirkung des Pflasters gemildert. Ein kontinuierliches Tragen von HME am Tag und in der Nacht reduziert Husten und Schleimproduktion. Zudem wird die Lunge geschützt. So fällt es leichter, ein aktives Leben zu führen. Ein guter Tag beginnt mit einer guten Nacht.

Provox Luna

Provox Luna ist die neue Lösung für die Nacht: Sorgt für einen erholsamen Schlaf, schont dabei die Haut und schützt die Lunge.





Provox Luna HME


- weich und geschmeidig für einen angenehmen Schlaf
- höchste Befeuchtung im Vergleich zu anderen HME
- niedriger Atemwegswiderstand für leichtes Atmen im Schlaf
- seitliche Öffnungen verhindern einen unbeabsichtigten Verschluss des HME



Provox Luna Adhesive

- weich und geschmeidig für einen angenehmen Schlaf
- besteht aus Hydrogel, welches einen hautschonenden Effekt hat
- kleiner und weicher HME Aufnahmering für mehr Komfort unabhängig von der Schlafposition

Beim Duschen empfehlen wir den Duschschutz Provox Luna Shower Aid. Nutzen Sie zwei halbrunde Streifen Provox Adhesive Strip, um die Kanten der Basisplatte abzukleben.



Entspannt schlafen

Provox Luna wurde entwickelt, um die Verwendung eines HME in der Nacht zu ermöglichen, ohne dass der Schlaf darunter leidet.

Luna HME besteht aus einem weichen und anschmiegsamen Silikon, der ein hohes Maß an Komfort bietet. Zwei seitliche Öffnungen schützen vor einem versehentlichen Verschluss, falls sich Kleidung oder Bettwäsche über den HME legen sollten.

Luna Adhesive besteht aus Hydrogel, welches einen hautschonenden Effekt hat. So sorgt Provox Luna für einen erholsamen Schlaf.



Beruhigt die Haut

Die Basisplatte Luna Adhesive aus Hydrogel schont und beruhigt die Haut während der Nacht und kann dazu beitragen, Rötungen und Hautirritationen zu reduzieren.

Die positiven Effekte von Provox Luna sind auf das Hydrogel zurückzuführen, welches in der Haut- und Wundpflege weit verbreitet ist.

Denn eine gesunde Haut ist die Voraussetzung für eine optimale Abdichtung des Tracheostomas während des Tages.



Schützt die Lunge

Bekanntermaßen verbessert das kontinuierliche Tragen eines HME die pulmonale Rehabilitation. Darüber hinaus trägt Provox Luna dazu bei, dass sich die Haut erholen kann und der Einsatz eines HME am nächsten Tag möglich ist.

Die Verwendung eines HME ermöglicht die Konditionierung der Atemluft und kann eine sofortige Verringerung von Reizungen der Trachea bewirken. Bereits nach zwei Wochen kontinuierlichen Tragens ist eine deutliche Reduktion von Schleim und Husten zu beobachten.*

Provox Luna wurde zur Anwendung in der Nacht entwickelt. Eine kontinuierliche pulmonale Rehabilitation unterstützt die Betroffenen dabei, ein aktiveres Leben zu führen.



Gemeinsam mit Betroffenen entwickelt

Die enge Zusammenarbeit mit Betroffenen führte zur Entwicklung von Provox Luna. Ihre Erfahrungen trugen dazu bei, eine optimale Lösung für die Nacht zu finden.

In Gesprächen mit unseren Anwendern erfuhren wir, dass das Produkt beruhigend für die Haut sein sollte und ein leichtes Atmen ermöglicht, aber auch die Lunge schützt. Auch sollte es leicht zu entfernen und der HME mit seitlichen Öffnungen versehen sein, um ein unbeabsichtigtes Verschließen durch Kleidung oder Bettwäsche zu verhindern. Und zu guter Letzt sollte es sicher in der Anwendung und hygienisch sein. Diese Erkenntnisse waren Kern unseres Entwicklungsprozesses.

Mehr als 80% der Anwender erklärten, dass sie beabsichtigen, das Produkt auch nach der Testphase weiterhin zu verwenden. Es konnte beobachtet werden, dass die HME Nutzung während der Nacht um 56 % zugenommen hat, was darauf hindeutet, dass Provox Luna einen positiven Einfluss auf die dauerhafte Nutzung eines HME haben und somit eine Verbesserung der Lebensqualität bieten kann.*


*Marktanalyse im Jahr 2015 zu Provox Luna. Daten liegen vor.

In Großbritannien, Schweden, den USA und den Niederlanden wurde eine Anwenderbefragung durchgeführt. 30 Patienten verwendeten Provox Luna einen Monat lang und berichteten uns von ihren Erfahrungen.

81 % der Anwender möchten Provox Luna auch zukünftig während der Nacht regelmäßig nutzen.

88 % der Anwender empfanden Provox Luna als angenehm während des Schlafens.


81% der Anwender möchten Provox Luna weiterhin nutzen.



„Meine Haut ist weicher, weniger gerötet und weniger gereizt. Sie fühlt sich viel entspannter an.“

– Betroffener aus Großbritannien

88% der Anwender empfanden Provox Luna als angenehm während des Schlafens.





Bleiben Sie mit uns in Kontakt

Falls Sie mehr über Provox Luna erfahren möchten, Hilfe bei der Anwendung benötigen oder Fragen zur Erstattungsfähigkeit haben, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne.

Tel **+49 (0)800 5353-667**
E-Mail **info.de@atosmedical.com**
Web **www.atosmedical.de**

Adresse **Mülheimer Straße 3-7**
53840 Troisdorf
Deutschland

Bestellinformationen

Produkt	Art-Nr.	VE
Provox Luna HME	8013	30
Provox Luna Adhesive	8014	15
Provox Adhesive Strip	8015	10
Provox Luna ShowerAid	8016	1